


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Car/Cxadr 폴리클론항체 - P78310

품목 번호: CM0019153



소개

인간 CAR/CXADR에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 틈새연접, 바이러스 수용체, 백혈구 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAR/CXADR Rabbit pAb
비고/별칭	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
종	인간
GeneID (Human)	1525
면역원	인간 CAR/CXADR (NP_001329.1)의 아미노산 20-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P78310
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백