


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Car/Cxadr 토끼 단일클론 항체 - P78310

품목 번호: CM0007253



소개

인간 CAR/CXADR(밀착 연결 및 바이러스 수용체)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 부착, 상피 생물학 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAR/CXADR Rabbit mAb
비고/별칭	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1525
유전자 ID	1525
항원(Immunogen)	인간 CAR/CXADR (NP_001329.1)의 아미노산 20-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P78310
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)