

Wb, Elisa용 Anti-Card8 다클론 항체 - Q9Y2G2

품목 번호: CM0014217



소개

WB 및 ELISA에 사용되는 CARD8 토끼 pAb. 주요 인플라마솜 센서인 인간 카스파제 모집 도메인 함유 단백질 8을 검출합니다. 파이로토시스, 선천면역 및 HIV-1 잠복기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CARD8 토끼 pAb
비고/별칭	NDPP; DACAR; DAKAR; NDPP1; TUCAN; CARDINAL; CARD8
종	인간
GeneID (인간)	22900
GeneID	22900
면역원	인간 CARD8의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001171829.1).
항체원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y2G2
단백질 분자량	61 kDa
배송	아이스팩