


항-심장 트로포닌 I (Tnni3) 폴리클로날 항체 (Wb, Ip, If-P, Elisa용) - P19429

품목 번호: CM0013916



소개

인간 심장 트로포닌 I (TNNI3)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가지며 WB, IP, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 심장 근육 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cardiac Troponin I (TNNI3) Rabbit pAb
비고/별칭	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Cardiac Troponin I (TNNI3)
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	7137
GeneID	7137
면역원 (Immunogen)	인간 심장 트로포닌 I (TNNI3) (NP_000354.4)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	WB, IP, IF-P, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P19429
단백질 분자량	24kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)