


Anti-Cardiac Troponin I (Tnni3) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P19429

품목 번호: CM0003163



소개

WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 인간 Cardiac Troponin I (TNNI3)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 심장 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cardiac Troponin I (TNNI3) Rabbit mAb
비고/별칭	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Cardiac Troponin I (TNNI3)
종	사람(Human)
GeneID (사람)	7137
GeneID	7137
면역원	인간 Cardiac Troponin I (TNNI3) (NP_000354.4)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P19429
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백