


Anti-Cardiac Troponin I (Tnni3) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P19429

품목 번호: CM0026207



소개

Cardiac Troponin I (TNNI3) Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 심근 기능 및 심근병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cardiac Troponin I (TNNI3) Rabbit pAb
비고/별칭	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Cardiac Troponin I (TNNI3)
종	인간
유전자 ID (인간)	7137
유전자 ID	7137
면역원	인간 Cardiac Troponin I (TNNI3) (NP_000354.4)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P19429
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백