

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항심근 트로포닌 T 다클론 항체 - P45379

품목 번호: CM0012844



소개

인간 심근 트로포닌 T(TNNT2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다; 마우스 및 래트와 교차 반응합니다; 단백질 분자량은 31-36 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	심근 트로포닌 T (TNNT2) 토끼 pAb
비고/별칭	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; 심근 트로포닌 T (TNNT2)
종	인간
유전자 ID (인간)	7139
유전자 ID	7139
면역원	인간 심근 트로포닌 T(심근 트로포닌 T (TNNT2)) (NP_001001431.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P45379
단백질 분자량	31-36 kDa
배송	아이스백