

심장 트로포닌 T (Tnnt2) 토끼 단일클론 항체 (If-P, Ihc-P, Elisa용) - P45379

품목 번호: CM0005231



소개

인간 심장 트로포닌 T (TNNT2)를 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체로, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트를 검출합니다. 심장 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cardiac troponin T (TNNT2) Rabbit mAb
비고/별칭	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Cardiac troponin T (TNNT2)
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7139
유전자 ID	7139
면역원	합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P45379
단백질 분자량	31-36 kDa
배송	아이스 팩