

심장 트로포닌 T/Tnnt2 토끼 단일클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P45379

품목 번호: CM0011557



소개

인간 심장 트로포닌 T(TNNT2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 심장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cardiac Troponin T/TNNT2 Rabbit mAb
비고/별칭	CMH2, RCM3, TnTC, cTnT, CMD1D, CMPD2, LVNC6
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7139
유전자 ID	7139
면역원	인간 cTNT (NP_001001430.1)의 아미노산 1-288 내 서열에 상응하는 재조합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P45379
단백질 분자량	31-36 kDa
배송	아이스백