

Anti-Cars (CysteinyI-Trna Synthetase) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P49589

품목 번호: CM0003291

소개

인간 CARS(cysteinyI-tRNA synthetase)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며, 랫트와 교차 반응합니다. 단백질 합성 및 아미노아실-tRNA 합성효소 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CARS Rabbit mAb
비고/별칭	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	833
GeneID	833
면역원(Immunogen)	인간 CARS (P49589)의 아미노산 650-748에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 랫트(Rat)
SWISS	P49589
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스백