

Anti-Cars 폴리클로널 항체 (토끼) - Wb, If/Icc, Elisa - P49589

품목 번호: CM0029807

소개

CARS Rabbit pAb는 WB, IF/ICC, ELISA 애플리케이션용 폴리클로널 항체입니다. 이 항체는 단백질 생합성에 필수적인 85kDa 세포질 시스테인-tRNA 리가제인 인간 및 마우스 CARS를 검출합니다. 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CARS Rabbit pAb
비고/별칭	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	833
유전자 ID	833
면역원	인간 CARS (NP_001742.1)의 아미노산 469-748에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P49589
단백질 크기	85kDa
배송	아이스 백(Ice bag)