


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cart 토끼 다클로날 항체 - Q16568

품목 번호: CM0028218



소개

사람 코카인-암페타민 조절 전사체(CART) 단백질을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. 비만, 섭취 및 신경 펩타이드 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CART Rabbit pAb
비고/별칭	CART
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	9607
면역원	사람 CART (NP_004282.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q16568
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백