


Ihc-P, Elisa용 항-Cartpt 다클론 항체 - Q16568

품목 번호: CM0021328



소개

IHC-P 및 ELISA 용도의 인간 CARTPT(CART)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 표적 단백질 분자량은 13kDa입니다.

SWISS: Q16568.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CARTPT 토끼 pAb
비고/별칭	CART; CARTPT
종	인간
GeneID (인간)	9607
GeneID	9607
면역원	인간 CARTPT(NP_004282.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16568
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스팩