


Wb, Elisa용 Anti-Cas9 토끼 단일클론 항체 - Q99Zw2

품목 번호: CM0004241



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Cas9 (SpCas9)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 면역원은 *S. pyogenes* Cas9의 아미노산 450-730 부위를 포함합니다. 인간 및 기타 종과의 교차 반응성이 예측됩니다. CRISPR 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cas9 Rabbit mAb
비고/별칭	CAS9; Cas9
종	<i>Staphylococcus aureus</i>
GeneID (인간)	CAS9
GeneID	901176
면역원	재조합 단백질 연쇄상구균(<i>Streptococcus pyogenes</i>) m1 Cas9의 아미노산 450-730에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_269215.1)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 기타 (광범위한 예측)
SWISS	Q99ZW2
단백질 분자량	158kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)