


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cas9 토끼 단일클론 항체 - Q99Zw2

품목 번호: CM0010898



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 Cas9 항체입니다. Streptococcus pyogenes Cas9 (Q99ZW2)를 인식하며, 인간 및 기타 종과의 교차 반응이 예측됩니다. CRISPR 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cas9 Rabbit mAb
비고/별칭	CAS9
종	Streptococcus pyogenes
GeneID	901176
면역원	Streptococcus pyogenes M1 GAS CAS9 (NP_269215.1)의 아미노산 450-730에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 기타 (광범위한 반응 예측됨)
SWISS	Q99ZW2
단백질 크기	158kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)