

## 항카제인키나아제 1 알파(Csnk1A1) 단클론 항체, Wb·ihc-P·elisa 용 - P48729

품목 번호: CM0011463



### 소개

인간 카제인키나아제 1 알파(CSNK1A1)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. Wnt 신호전달, 세포 주기 및 키나아제 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 사양                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 카제인키나아제 1 알파(CSNK1A1) 토끼 단클론 항체                                                  |
| 비고/별칭      | CK1; CK1a; CKIa; HLCDGP1; PRO2975; HEL-S-77p; Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1)    |
| 종          | 인간                                                                               |
| 유전자ID (인간) | 1452                                                                             |
| 유전자ID      | 1452                                                                             |
| 면역원        | 합성 펩티드: 인간 카제인키나아제 1 알파(CSNK1A1) (P48729)의 아미노산 238-337 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다. |
| 기원         | 토끼                                                                               |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                                           |
| 응용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                                                 |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                                      |
| SWISS      | P48729                                                                           |
| 단백질 분자량    | 39kDa                                                                            |
| 배송         | 아이스 팩                                                                            |