

Wb용 항 카세인 키나아제 1 알파(Csnk1A1) 다클론 항체 - P48729

품목 번호: CM0019836



소개

인간 CSNK1A1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. Wnt 신호 전달 및 키나아제 활성 연구를 위해 인간, 마우스, 래트 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	카세인 키나아제 1 알파(CSNK1A1) 토끼 pAb
비고/별칭	CK1, CK1a, CK1α, HLCDGP1, PRO2975, HEL-S-77p
종	인간
유전자 ID (인간)	1452
유전자 ID	1452
면역원	인간 카세인 키나아제 1 알파(CSNK1A1) (NP_001883.4)의 아미노산 238-337 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48729
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스백