

Wb, Ihc-P, Elisa용 카제인 키나제 2 알파(Csnk2A1) 토끼 다클론 항체 - P68400

품목 번호: CM0013901



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 카제인 키나제 2 알파(CSNK2A1) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 세포 주기, 세포 사멸 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	카제인 키나제 2 알파(CSNK2A1) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; 카제인 키나제 2 알파(CSNK2A1)
종	인간
유전자 ID(인간)	1457
유전자 ID	1457
면역원	재조합 단백질 인간 카제인 키나제 2 알파(CSNK2A1)의 아미노산 1-391에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001886.1).
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P68400
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩