

카제인 키나아제 2 알파(Csnk2A1) 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P68400

품목 번호: CM0023583



소개

인간 카제인 키나아제 2 알파(CSNK2A1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있으며, 세포 주기, 세포자멸사, 전사 및 DNA 손상 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	카제인 키나아제 2 알파(CSNK2A1) 토끼 pAb
비고/별칭	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; 카제인 키나아제 2 알파(CSNK2A1)
종	인간
유전자 ID (인간)	1457
유전자 ID	1457
면역원	인간 카제인 키나아제 2 알파(CSNK2A1) (NP_001886.1)의 아미노산 1-391에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P68400
단백질 분자량	45kDa
배송 방법	아이스팩