

Anti-Casein Kinase 2 Beta (Csnk2B) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P67870

품목 번호: CM0008266



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 적합한 인간 Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)를 타겟으로 하는 검증된 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 키나제 신호 전달, EBV 감염 및 신경발달 질환 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) Rabbit mAb
비고/별칭	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	1460
GeneID	1460
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) (CSNK2B) (P67870)의 아미노산 101-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	P67870
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)