

Wb, Ihc-P, Elisa용 카제인 키나제 2 베타(Csnk2B) 항-토끼 다클론 항체 - P67870

품목 번호: CM0022947



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 카제인 키나제 2 베타(CSNK2B)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. CK2 신호전달, Wnt 경로 및 EBV 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	카제인 키나제 2 베타(CSNK2B) 토끼 pAb
비고/별칭	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS
종	인간
유전자 ID(인간)	1460
면역원	인간 카제인 키나제 2 베타(CSNK2B)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001311.3)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P67870
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩