

Anti-Casp8Ap2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ukl3

품목 번호: CM0017406



소개

인간 CASP8AP2(FLASH)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간과 반응함. 아미노산 1733-1982를 표적함. TNF 유도 NF-κB 활성화, 세포사멸, 히스톤 mRNA 프로세싱 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CASP8AP2 Rabbit pAb
비고/별칭	CED-4; FLASH; RIP25; CASP8AP2
종	인간
GeneID (인간)	9994
GeneID	9994
면역원	인간 CASP8AP2 (NP_036247.1)의 아미노산 1733-1982에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UKL3
단백질 분자량	223kDa
배송	아이스백