


Wb, Elisa용 Anti-Caspase-1 단일클론 항체 - P29466

품목 번호: CM0008295



소개

인간 Caspase-1 (ICE, p45)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA용으로 검증되었습니다. IL-1 β /IL-18 처리 및 세포성 열사(pyroptosis)에 관여하는 염증성 카스파제를 타겟으로 합니다. 면역학 및 세포 사망 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-1 Rabbit mAb
비고/별칭	ICE; P45; IL1BC
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	834
유전자 ID	834
면역원(Immunogen)	인간 Caspase-1 (NP_150634.1)의 아미노산 120-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P29466
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)