


Wb, If-P, Elisa용 항-Caspase-1 다클론 항체 - P29466

품목 번호: CM0022380



소개

WB, IF-P, ELISA용 Caspase-1(ICE) 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 랫드에서 검출됩니다. 인플라마좀 매개 IL-1 β 처리, 파이로토시스 및 선천면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-1 토끼 pAb
비고/별칭	ICE; P45; IL1BC; CASP1
종	사람
유전자 ID(사람)	834
유전자 ID	834
면역원	사람 CASP1(NP_150634.1)의 아미노산 198-297에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P29466
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩