

Anti-Caspase-1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P29452

품목 번호: CM0021772

소개

마우스 Caspase-1(ICE)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 비장과 폐에서 높게 발현되는 ~46 kDa 단백질을 검출합니다. 염증 및 파이로토시스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Caspase-1 Rabbit pAb
비고/별칭	ICE; I11bc; CASP1
종	마우스
GeneID (인간)	834
GeneID	12362
면역원	마우스 CASP1(NP_033937.2)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P29452
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백