


Wb, If-P, Elisa용 항 Caspase-1 토끼 다클론 항체 - P29466

품목 번호: CM0022083



소개

인간 Caspase-1(ICE, IL1BC)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 염증, 파이로토시스 및 IL-1 β 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-1 토끼 pAb
비고/별칭	ICE; P45; IL1BC
종	인간
GeneID (인간)	834
GeneID	834
면역원	인간 Caspase-1(NP_150634.1)의 아미노산 120-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P29466
단백질 중량	45kDa
배송	아이스팩