


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Caspase-1 토끼 다클로날 항체 - P29466

품목 번호: CM0016000



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 인간 Caspase-1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 염증 및 세포성 열사(pyroptosis) 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Caspase-1 Rabbit pAb
비고/별칭	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1
종	인간(Human)
유전자 ID	834
면역원	인간 Caspase 1 (NP_150634.1)의 아미노산 201-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P29466
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백(Ice bag)