

Wb, Elisa용 항카스파제-14 단클론 항체 - P31944

품목 번호: CM0004814

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 이 카스파제-14 토끼 단클론 항체는 인간, 마우스 및 래트 표적을 검출하며 표피 분화, 각질화 및 각질세포 기능 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	카스파제-14 토끼 mAb
비고/별칭	ARCI12; 카스파제-14
종	인간
유전자ID (인간)	23581
유전자ID	23581
면역원	인간 카스파제-14 (P31944)의 아미노산 100-200번 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31944
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백