

Wb, Elisa용 Anti-Caspase-14 폴리클로날 항체 - P31944

품목 번호: CM0027597

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Caspase-14 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 표피 분화 및 각질세포 아포토시스 연구에 이상적입니다. 단백질 분자량은 28kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-14 Rabbit pAb
비고/별칭	ARCI12; Caspase-14
종	Human
Gene ID (Human)	23581
Gene ID	23581
면역원	재조합 단백질; 인간 Caspase-14 (NP_036246.1)의 아미노산 1-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P31944
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백