


Wb, Elisa용 Anti-Caspase-2 단일클론 항체 - P42575

품목 번호: CM0004574



소개

사람 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 Caspase-2 토끼 단일클론 항체입니다. 51kDa 전효소(proenzyme)를 검출합니다. PIDosome 복합체를 통한 세포자살사(apoptosis)의 주요 조절 인자입니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-2 Rabbit mAb
비고/별칭	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	835
GeneID	835
면역원(Immunogen)	재조합 단백질/사람 Caspase-2 (P29594)의 아미노산 334-452에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P42575
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스백