


Wb 및 Elisa용 Anti-Caspase-2 Rabbit Polyclonal Antibody - P42575

품목 번호: CM0028584



소개

Western blot (WB) 및 ELISA 용도로 검증된 Caspase-2 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에 반응하며 51 kDa Caspase-2 단백질을 검출합니다. 세포자멸(apoptosis) 및 PIDDosome 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-2 Rabbit pAb
비고/별칭	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2
종(Species)	Human (사람)
Gene ID (Human)	835
Gene ID	835
면역원(Immunogen)	사람 Caspase-2 (NP_116764.2)의 아미노산 153-452에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로널 항체)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (사람, 쥐, 랫트)
SWISS	P42575
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)