


Wb, Elisa용 Anti-Caspase-3 단일클론 항체 - P42574

품목 번호: CM0003942



소개

세포자살(apoptosis)의 핵심 실행자 카스파제인 Caspase-3를 표적하는 KO 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플의 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 세포자살 및 세포 사망 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Caspase-3 Rabbit mAb
비고/별칭	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	836
유전자 ID	836
면역원	사람 Caspase-3 (P42574)의 아미노산 29-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P42574
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)