


Wb, Elisa용 항카스파제-3 단클론 항체 - P42574

품목 번호: CM0003752



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 카스파제-3 마우스 단클론 항체로, 인간 및 마우스 카스파제-3에 특이적입니다. 세포사멸 경로 분석, 절단된 카스파제-3 검출 및 프로그램된 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	카스파제-3 마우스 단클론 항체
비고/별칭	CPP32; SCA-1; CPP32B; 카스파제-3
유전자 ID (인간)	836
유전자 ID	836
면역원	인간 카스파제-3 (P42574)의 아미노산 55-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P42574
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩