


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Caspase-3 폴리클론항체 - P42574

품목 번호: CM0024244



소개

인간 Caspase-3에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포자멸사 및 이펙터 카스파제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-3 Rabbit pAb
비고/별칭	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
종	인간
GeneID (Human)	836
면역원	인간 Caspase-3 (NP_004337.2)의 아미노산 55-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42574
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백