


Anti-Caspase-3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P42574

품목 번호: CM0003138



소개

세포자포(apoptosis) 연구를 위한 인간 Caspase-3 (SWISS P42574)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 32kDa 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-3 Rabbit mAb
비고/별칭	CPP32; SCA-1; CPP32B
종	인간(Human)
유전자 ID	836 (인간)
면역원	인간 Caspase-3 (NP_004337.2)의 아미노산 176-277에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P42574
단백질 크기	32kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)