


Anti-Caspase-3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

품목 번호: CM0017609



소개

CamelBio는 세포자살사 연구를 위한 토끼 다클로날 anti-Caspase-3 항체(CPP32, SCA-1)를 제공합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 프로그래밍된 세포 사멸 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-3 Rabbit pAb
비고/별칭	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspase-3
종	인간(Human)
GeneID	836
면역원	인간 Caspase-3 (NP_004337.2)의 아미노산 6-105 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P42574
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩