


항-Caspase-4 토끼 다클론 항체, Wb·ihc-P·elisa용 - P49662

품목 번호: CM0024530



소개

사람에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증된 Caspase-4 토끼 다클론 항체(TX, Mih1, ICH-2). 비정형 인플라좀 매개 파이프토시스 및 선천성 면역에 관여하는 염증성 카스파제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Caspase-4 토끼 다클론 항체
비고/별칭	TX, Mih1, ICH-2, Mih1/TX, ICEREL-II, ICE(rel)II, Caspase-4
종	사람
유전자 ID	837
면역원	사람 Caspase-4 (NP_001216.1)의 아미노산 81-270번 서열에 해당하는 합성 펩티드
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P49662
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩