


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Caspase-6 토끼 단일클론 항체 - P55212

품목 번호: CM0007475



소개

사람, 쥐, 랫드의 33 kDa 단백질을 검출하는 WB, IHC-P, ELISA용 토끼 단일클론 Caspase-6 항체입니다.

PANoptosis 연구를 포함한 세포자멸사 및 바이러스학 연구 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Caspase-6 Rabbit mAb
비고/별칭	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	839
GeneID	839
면역원(Immunogen)	사람 Caspase-6 (P55212)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P55212
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)