


Anti-Caspase-6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P55212

품목 번호: CM0020029



소개

인간 Caspase-6 (SWISS P55212)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. 세포자멸사, 축삭 변성 및 선천성 면역 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Caspase-6 Rabbit pAb
비고/별칭	MCH2, CSP-6, caspase-6, Caspase-6
종	Human
GeneID (Human)	839
Gene ID	839
면역원	인간 Caspase-6 (NP_001217.2)의 아미노산 194-293에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P55212
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백