

Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Anti-Caspase-8 토끼 단일클론 항체 - O89110

품목 번호: CM0009034

소개

마우스용 토끼 단일클론 anti-Caspase-8 항체로, WB, IP, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 사멸 및 암 연구를 위해 세포 사멸의 핵심 개시 인자(UniProt O89110)를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-8 Rabbit mAb
비고/별칭	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	841
GeneID	12370
항원(Immunogen)	마우스 Caspase 8 (NP_033942.1)의 아미노산 1-218에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O89110
단백질 분자량(Protein Weight)	55 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)