


Anti-Caspase-8 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q14790

품목 번호: CM0016659



소개

사람, 쥐, 랫트와 교차 반응성을 가진 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 Caspase-8 토끼 다클로날 항체입니다. 세포자멸사, 파이프토티스 및 괴사성세포자멸사 경로에 관여하는 개시 카스파제를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspase-8 Rabbit pAb
비고/별칭	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspase-8
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	841
GeneID	841
면역원	사람 Caspase 8 (NP_203519.1)의 아미노산 376-479 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q14790
단백질 크기	55kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)