


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Caspase-9 다클론 항체 - P55211

품목 번호: CM0019252



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합한 고품질 카스파제-9 토끼 다클론 항체. 인간, 생쥐, 쥐에서 반응하며 46 kDa 단백질을 검출합니다. 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Caspase-9 토끼 pAb
비고/별칭	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspase-9
종	인간
유전자 ID (인간)	842
유전자 ID	842
면역원	재조합 단백질 인간 Caspase-9 (NP_001220.2)의 아미노산 139-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P55211
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스백