


Anti-Caspase-9 다클로널 항체 [Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용] - P55211

품목 번호: CM0013241



소개

Caspase-9 토끼 다클로널 항체(pAb)는 웨스턴 블랏, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 Caspase-9를 인식하여 세포자멸사 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Caspase-9 Rabbit pAb
비고/별칭	MCH6, APAF3, APAF-3, PPP1R56, ICE-LAP6, Caspase-9
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	842
Gene ID	842
면역원(Immunogen)	Caspase-9 (NP_001220.2)의 아미노산 139-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	다클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	P55211
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)