

Wb 및 Elisa용 항Caspr1 토끼 단클론 항체 - P78357

품목 번호: CM0011302

소개

인간 CNTNAP1을 표적으로 하는 WB 및 ELISA용 고품질 항Caspr1 토끼 단클론 항체입니다. 뇌 조직에서 결절간 접합 및 수초 형성 연구에 검증되었습니다. 156 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Caspr1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CHN3; P190; CASPR; NRXN4; CNTNAP; Caspr1
종	인간
유전자 ID (인간)	8506
유전자 ID	8506
면역원	합성 펩타이드 인간 Caspr1 (P78357)의 아미노산 700-800번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78357
단백질 분자량	156kDa
배송 방식	아이스백