

Anti-Casq2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O14958

품목 번호: CM0020101



소개

인간 CASQ2 (Calsequestrin-2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 심장 흥분-수축 결합 및 칼슘 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CASQ2 Rabbit pAb
비고/별칭	PDIB2; CASQ2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	845
GeneID	845
면역원	재조합 단백질 인간 CASQ2 (NP_001223.2)의 아미노산 20-399에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O14958
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)