

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Casr (세포외 칼슘 감지 수용체) 토끼 단일클론 항체 - P41180

품목 번호: CM0007936



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 단일클론 CaSR 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 칼슘 신호전달 및 항상성 연구에 이상적입니다. UniProt P41180.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CaSR 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
종	인간
유전자 ID (인간)	846
면역원	인간 CaSR (NP_000379.3)의 아미노산 211-310 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
생산 기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41180
단백질 분자량	121 kDa
배송 방식	아이스백