


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Casr 다클론 항체 - P41180

품목 번호: CM0018461



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 CASR 토끼 다클론 항체(PAb). 인간, 마우스, 랫드 CASR을 검출합니다. 인간 CASR(P41180)을 표적으로 합니다. 칼슘 항상성, 신장 및 부갑상선 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CASR 토끼 pAb
비고/별칭	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOCI; CASR
종	인간
GeneID (인간)	846
GeneID	846
면역원	인간 CASR(NP_000379.3)의 아미노산 180-536에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P41180
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스팩