


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-카탈라제 폴리클로날 항체 - P04040

품목 번호: CM0017375



소개

인간 카탈라제(CAT)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 이 항체는 토끼에서 생산되며 얼음 배송됩니다. 산화 스트레스 및 퍼옥시솜 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	카탈라제 토끼 pAb
비고/별칭	CAT; catalase; MGCI38422; MGCI38424; Catalase
종	인간
GeneID (인간)	847
GeneID	847
면역원	인간 카탈라제(NP_001743.1)의 아미노산 1-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04040
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백