


Wb 및 Elisa용 항카탈라제 토끼 다클론 항체 - P04040

품목 번호: CM0013189



소개

카탈라제(CAT)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 산화 스트레스 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	카탈라제 토끼 pAb
비고/별칭	CAT; catalase; MGC138422; MGC138424; Catalase
종	인간
유전자ID (인간)	847
유전자ID	847
면역원	인간 카탈라제(NP_001743.1)의 아미노산 1-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04040
단백질 분자량	60kDa
배송 방법	아이스팩