


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항카텡신 B 다클론 항체 - P07858

품목 번호: CM0012877



소개

인간 카텡신 B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 프로테아제 생물학 및 암 전이 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	카텡신 B 토끼 pAb
비고/별칭	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; 카텡신 B
종	인간
GeneID (인간)	1508
GeneID	1508
면역원	인간 카텡신 B (NP_001899.1)의 아미노산 18-339에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07858
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스백